

ORIGINAL Soft-Tampons sans fil

Informations commerciales



Boîte de 3 mini/normal



Boîte de 10 mini/normal



Boîte de 50 mini/normal

Soft-Tampons sans fil –

Le complément des tampons classiques

Les Soft-Tampons sans fil peuvent idéalement être portés au sauna, à la piscine, lors du rapport amoureux, pendant les règles ainsi que dans toute autre activité.

Argumentaire de vente:

- ♥ pour des instants particuliers
- ♥ ne se ressent pas pendant le rapport, ni par le partenaire
- ♥ forme optimisée – parfait pour le corps féminin
- ♥ confortable et agréable à porter
- ♥ idéal avec l'utilisation d'un spermicide
- ♥ matériel hygiénique, hypoallergénique
- ♥ testé dermatologiquement et cliniquement
- ♥ bon pouvoir d'absorption
- ♥ le retrait est décrit dans le mode d'emploi très compréhensible
- ♥ à détenir dans toutes les pharmacies de voyage
- ♥ boîte de 10 unités dans distributeur pratique

FABRICATION ALLEMANDE

Groupe ciblé principalement:

femmes (18 à 45 ans)

Informations complémentaires:

www.Soft-Tampons.com

Sous forme de	N° art.
Boîte de 3 mini	12204
Boîte de 3 normal	12200
Boîte de 10 mini	12202
Boîte de 10 normal	12201
Boîte de 50 mini	12203
Boîte de 50 normal	12208
Présentoir	

Boîte de 3 mini



4 028403 122040

Boîte de 3 normal



4 028403 122002

Boîte de 10 mini



4 028403 122026

Boîte de 10 normal



4 028403 122019

Boîte de 50 mini



4 028403 122033

Boîte de 50 normal



4 028403 122088

>>

ORIGINAL Soft-Tampons sans fil



Les Soft Tampons originaux ont été conçus en conformité aux dernières connaissances de la gynécologie pour le meilleur confort pendant les règles. Le sécurité d'hygiène est ici de priorité absolue.

Les Soft-Tampons sans fil peuvent donc idéalement être portés au sauna, à la piscine, lors du rapport amoureux, pendant les règles ainsi que dans toute autre activité.

Le complément des tampons classiques

- ♥ confortable et discret – sans fil gênant
- ♥ sans ressenti désagréable pendant l'activité sportive ou le rapport amoureux

... ma liberté toute à moi



Mode d'emploi

Lavez-vous soigneusement les mains avant l'introduction et le retrait des Soft-Tampons originaux!



L'introduction:

1. Retirez le tampon de son emballage hygiénique.
2. Pour faciliter l'introduction, appliquez un peu de gel lubrifiant sur le tampon (sec), ou humidifiez-le avec de l'eau propre – puis essorez-le bien afin de préserver la capacité maximale d'absorption de liquide.
3. L'introduction du tampon s'opère très aisément si vous vous accroupissez ou si vous vous asseyez sur la lunette de WC.
4. Maintenez le tampon sur les côtés avec le pouce et le majeur et compressez-le. La forme en flèche suggérée affine le Soft-Tampon sur sa pointe; les deux ailes rabattues forment un creux sur la face inférieure qui constitue un support pour le doigt qui est censé pousser le tampon à sa place lors de l'introduction. Avec l'autre main, vous écarter les lèvres vaginales et enfoncez profondément le tampon dans le vagin avec l'index et/ou le majeur jusqu'à ce que le tampon se loge bien sur le col de l'utérus (voir illustration).



Durée d'utilisation:

Changez le tampon à intervalles réguliers (à l'instar de n'importe quel autre tampon). Adaptez la durée d'utilisation du tampon à l'intensité variable de vos règles. Il se peut, pendant les deux premiers jours des règles, que vous deviez changer de tampons plus souvent (environ toutes les 3 à 5 heures). Vers la fin des règles, la durée d'utilisation devrait être environ de 5 à 8 heures au maximum. Il est toutefois recommandé de changer le tampon après 4 à 6 heures. Vous réduisez les risques d'infection en changeant le Soft-Tampon original immédiatement après avoir séjourné dans une piscine ou après un rapport sexuel sans préservatif.



Le retrait:

Pour faciliter le retrait, le corps du tampon comporte une languette intégrée que vous pouvez saisir aisément avec un seul doigt. Si vous préférez, vous pouvez aussi saisir le Soft-Tampon avec l'index et le pouce par l'une des deux ailes rabattues vers le bas, et le retirer de cette manière. Si le retrait devrait vraiment s'avérer difficile à l'occasion, nous vous recommandons de vous mettre en position accroupie car la profondeur du vagin est ainsi ramenée de 9 ou 10 cm à environ 4 ou 5 cm. En exerçant une poussée supplémentaire, le Soft-Tampon parvient plus facilement vers l'avant et vous pouvez le saisir plus aisément. Même une douche vaginale s'avère utile dans la mesure où un tampon gorgé d'eau glisse automatiquement vers le bas où il peut plus facilement être attrapé.



Principe appliqué:

Les Soft-Tampons conviennent sans problème à l'emploi avec le préservatif et le stérilet. Si votre stérilet n'a été posé que récemment, vous devez en aviser votre médecin. Si vous deviez définitivement échouer à retirer le tampon à l'occasion, vous devriez impérativement vous rendre chez votre gynécologue. N'oubliez pas de retirer le dernier Soft-Tampon original à la fin de vos règles!



ATTENTION – N'UTILISEZ CHAQUE TAMPON QU'UNE SEULE FOIS!

N'utilisez jamais les Soft-Tampons à plusieurs reprises car leur effet optimal ne peut agir que lors d'un emploi unique; par ailleurs, une utilisation répétée risque d'induire une infection! Conservez les tampons dans leur emballage d'origine et protégez-les de la lumière! Les décolorations ne représentent aucun défaut! Éliminez les tampons en les jetant dans les déchets ménagers, et non dans les toilettes. Le film doit être jeté dans la poubelle jaune! Le papier et la boîte doivent être éliminés avec les vieux papiers!



Informations importantes relatives à votre santé:

Le syndrome du choc toxique (SCT) est une maladie extrêmement rare mais qu'il convient de prendre tout à fait au sérieux; elle peut toucher tout un chacun dans la population. Près de la moitié des cas de SCT surviennent cependant chez les utilisatrices de tampons. Le lien entre le SCT et l'utilisation du tampon est dûment répertorié par la médecine. Le SCT peut également survenir pendant les règles, même en l'absence de tampon! Ce syndrome peut s'avérer fatal et doit par conséquent être dépisté et traité précocement. Si vous deviez endurer soudainement, pendant vos règles, une forte fièvre (plus de 39°C), une éruption cutanée, un vomissement, une diarrhée, un mal de gorge, une sensation de vertige, veuillez immédiatement retirer le tampon et consulter un médecin. Ces symptômes qui évoquent la grippe peuvent être un signe de SCT. Informez votre médecin que vous avez vos règles. Nous recommandons aux femmes qui ont contracté un SCT de parler avec leur médecin avant de continuer l'utilisation du tampon.



Pour une utilisation facile, nous recommandons:

